



FILLTEC

Ácido Hialurónico Reticulado

 **IMPLANTEC**
WELLNESS

FILLTEC es un gel de hialuronato de sodio reticulado de muy alto peso molecular.

El HA (Ácido Hialurónico) reticulado de alta calidad FILLTEC, forma puentes en la matriz intercelular del tejido y gracias a eso es capaz de resistir la degradación enzimática natural del HA durante más tiempo.

Debido a que el gel FILLTEC se inyecta en estado isotónico e isohidriónico, reduce la posibilidad de contracción o expansión en los días siguientes al tratamiento y hace que el resultado de cada inyección sea más predecible.

Se trata de una formulación monofásica inhomogénea, reticulada con BDDE, el más seguro de los agentes reticulantes disponibles en el mercado, unido de manera covalente e irreversible a la molécula de HA, con un límite de residualidad < 0,1 ppm, reduciendo al máximo su potencial inflamatorio.

FILLTEC, con un peso molecular mayor a 3000 kDa, se integra suavemente a la piel para conseguir un efecto de relleno físico, ofreciendo una solución estética predecible y armónica.

La reticulación consiste en la unión de cadenas lineales neutras de HA para formar una red tridimensional que proporciona una mayor resistencia a la degradación enzimática natural y, por tanto, una mayor duración.



HA no reticulado

Nuestro cuerpo utiliza enzimas para degradar el HA no reticulado normalmente en 2 - 3 días, y es la razón por la que inyectar HA no reticulado en el cuerpo no proporciona ninguna corrección de las arrugas.



HA reticulado

El agente reticulante se utiliza para formar puentes entre las cadenas de HA, capaces de resistir la degradación enzimática natural del organismo.



FILLTEC puede emplearse para rellenar depresiones y surcos, mejorar contornos, restaurar volúmenes, rehidratar y rejuvenecer la piel, aumentar su firmeza y la elasticidad, mejorar su aspecto y brillo. Aplicable en la dermis de cara, cuello, escote, labios y manos.

Seguridad y Efectividad

- ◊ Materia prima de HA de muy alta pureza.
- ◊ Fuente de biofermentación no animal.
- ◊ No requiere prueba cutánea previa.
- ◊ Sin riesgo de transmisión de enfermedades animales.
- ◊ Llenado aséptico en área calificada. Producto estéril y apirógeno.
- ◊ Nivel de garantía de esterilidad (SAL) $\leq 10^{-6}$.
- ◊ Tecnología de reticulación patentada con el máximo de seguridad internacional.




HIDRATA
INTENSAMENTE

DISMINUYE
ARRUGAS Y LÍNEAS
DE EXPRESIÓN

RECUPERA
EL VOLUMEN
PERDIDO

FILLTEC Hialuronato de sodio para relleno dérmico

Características de los diferentes modelos

MODELO	 NORMAL-L	 INTENSO-L	 PROFUNDO-L
Uso previsto	Destinado a ser aplicado preferentemente a dermis superficial a media, con la finalidad de tratar: - Imperfecciones superficiales en dermis y comisuras. - Líneas finas en la frente - Valle de lágrimas (ojeras) - Líneas periorculares y peribucales superficiales - Hidratación y perfilado de labios.	Destinado a ser aplicado preferentemente a dermis media a profunda, con la finalidad de tratar: - Arrugas glabellares profundas - Líneas periorculares y peribucales profundas - Aumento de labios - Surco nasogeniano - Contorno mandibular - Líneas de marioneta	Destinado a ser aplicado preferentemente dermis profunda y subcutánea, con la finalidad de tratar: - Áreas de gran volumen mediante contorneado y modelado - Mentón - Pómulos - Contorno mandibular profundo - Surco nasogeniano profundo - Rinomodelación - Fosa temporal
Indicación sugerida	Imperfecciones superficiales en dermis y comisuras	Líneas profundas y más pronunciadas	Áreas de gran volumen mediante contorneado y modelado
Fórmula	Hialuronato de sodio 1,0%, Lidocaína 0,3%, BDDE, Buffer fosfato y solución fisiológica, c.s.	Hialuronato de sodio 2,0%, Lidocaína 0,3%, BDDE, Buffer fosfato y solución fisiológica, c.s.	Hialuronato de sodio 3,0%, Lidocaína 0,3% BDDE, Buffer fosfato y solución fisiológica, c.s.
Viscosidad	Baja	Media	Alta
G'	250 Pa	350 Pa	650 Pa
Límite residual de BDDE		< 0,1 ppm	
pH		Neutro	

FILLTEC se comercializa en diferentes concentraciones de ácido hialurónico, con lidocaína 0,3 %, adaptándose así a las necesidades de cada paciente.



Presentación: 1 unidad x 1ml
Producto autorizado por la ANMAT 1623-207



OFICINAS COMERCIALES
Juramento 1775 · C1428
CABA · Argentina

PLANTA DE PRODUCCIÓN
Perdriel 1624 · C1279
CABA · Argentina



+5411 4302-7111 · wellness@implantec.com.ar
www.implantecwellness.com.ar

Sistema de Gestión de calidad ISO 13485:2016